

PHILIPS

Wisp-slange og
knæstykke

Standard

HH1008



Forbindes til forsiden af masken

Tilslut Wisp-slangen og knæ-drejeleddet til forsiden af masken. Du kan også skubbe maskens slange gennem løkken øverst på hovedtøjet, inden du trækker i hovedtøjet

Design

- Roterende knæstykke

Vigtigste nyheder

Roterende knæstykke

Det 360° roterende knæstykke indeholder et Quick Release-design med støjsvag udånding

Specifikationer

Specifikationer

Slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer

Vinkel-/drejeledsmateriale: Polykarbonat

Design

Hurtig frigørelse: 360° roterende knæstykke

Service

Garanti: 90-days

