

PHILIPS

Maske

InnoSpire Go

Kinder, mittel

Soft seal Maske

Zur Verwendung mit dem
InnoSpire Go

Ersatzteil

HH1344

 Product Picture

Unterstützt bei Behandlung

Die abnehmbare LiteTouch Gesichtsmaske verfügt über ein weiches, ergonomisches Maskenkissen, das sich leicht anbringen lässt, sanft auf dem Gesicht anliegt und somit eine komfortable Behandlung ermöglicht.*

Soft-seal Technologie

- Macht Behandlung einfacher

Liegt sanft auf dem Gesicht an

- Mit Soft-seal Technologie**

Besonderheiten

Macht Behandlung einfacher

Für Kinder, die nur schwer mit dem Mundstück zurechtkommen, machen die LiteTouch Masken die Behandlung einfacher.

Liegt sanft auf dem Gesicht an**

Die LiteTouch Maske verfügt über ein weiches, ergonomisches Maskenkissen, das sanft auf dem Gesicht anliegt und somit beim Anlegen nur wenig Druck erfordert.

Daten

Lieferumfang

Enthalten sind: Medium LiteTouch Mask

Produktangaben

Packungsgröße: 60mm x 72mm x 87mm

Gewicht inkl. Verpackung: 50g

LiteTouch mask: For use with InnoSpire Go

Materialien: Polycarbonate (PC) silicone, Polyester, Silicone

Abmessungen: Pediatric medium

Gewährleistung: 1 year

