

**PHILIPS**



Nasenmaske

DreamWear

Fitpack – 1 Rahmen und  
4 Maskenkissen

International



HH1111

## DreamWear®

### Nasenmaske mit Maskenkissen unter der Nase

Das innovative Design\* von DreamWear bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. So können Sie jede beliebige Schlafposition einnehmen.

**Innovatives Design**

- Stabilität wie nie zuvor

**Keine Druckstellen auf dem Nasenrücken**

- Maskenkissen unter der Nase

**Freies Sichtfeld**

- Schlauchanschluss oben auf dem Kopf

# Besonderheiten

## Maskenkissen unter der Nase



Das Maskenkissen liegt angenehm unter der Nase an, so dass keine Druckstellen auf dem Nasenrücken entstehen und unangenehme Hautreizungen an den Nasenlöchern verhindert werden.

## Schlauchanschluss oben auf dem Kopf



Die ausgeatmete Luft wird nicht direkt an der Nase abgeleitet, sondern oben auf dem Kopf. Diese Schlauchposition erlaubt eine größere Bewegungsfreiheit beim Schlafen. Benutzer berichten, dass sie dank DreamWear nicht mehr gezwungen sind, in einer bestimmten Position zu schlafen, sondern eine größere Bewegungsfreiheit besitzen.\*

# Daten

## Innovatives Design

Komfort und Leistung: Weniger Hautreizungen

## Bewegungsfreiheit

Ungehindertes Sichtfeld: Individuelle Schlafposition

## Technische Daten

Betriebsdruck: 4 bis 20 cmH<sub>2</sub>O

Schalldruckpegel: 18 dBA

Anzahl der Teile: Fünf

Material des Kopfbands:

Polyurethanschaumstoff/Nylon/Elastan

Material des Maskenrahmens: Polycarbonat

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Material von

Maskenrahmen/Kniestück/Schnellverschluss:

Polycarbonat

Material der Stoffhüllen: Polyester/Elastan

Material der Stoffhüllen: Polyester/Elastan

## Verwendungszweck

Für Patienten <gt/> 30 kg: mit verordnetem CPAP

## Service

Gewährleistung: 90 Tage



\* Quelle: Philips Benutzerumfrage 2015

\* Die Kosten für DreamWear sind privat zu tragen und werden in der Regel nicht von gesetzlichen Krankenkassen erstattet.

\* Der Lieferumfang umfasst einen Standard-Maskenrahmen (Größe M) und vier Maskenkissen für alle Größen (S, M, MW, L). Das Schlaftherapiegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.