

PHILIPS

Nasenmaske

DreamWear

Fitpack – 1 Rahmen und
4 Maskenkissen

International



HH1111



DreamWear®

Nasenmaske mit Maskenkissen unter der Nase

Das innovative Design* von DreamWear bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. So können Sie jede beliebige Schlafposition einnehmen.

Innovatives Design

- Stabilität wie nie zuvor

Keine Druckstellen auf dem Nasenrücken

- Maskenkissen unter der Nase

Freies Sichtfeld

- Schlauchanschluss oben auf dem Kopf

Besonderheiten

Maskenkissen unter der Nase



Das Maskenkissen liegt angenehm unter der Nase an, so dass keine Druckstellen auf dem Nasenrücken entstehen und unangenehme Hautreizungen an den Nasenlöchern verhindert werden.

Schlauchanschluss oben auf dem Kopf



Die ausgeatmete Luft wird nicht direkt an der Nase abgeleitet, sondern oben auf dem Kopf. Diese Schlauchposition erlaubt eine größere

Bewegungsfreiheit beim Schlafen. Benutzer berichten, dass sie dank DreamWear nicht mehr gezwungen sind, in einer bestimmten Position zu schlafen, sondern eine größere Bewegungsfreiheit besitzen.*

Stabilität wie nie zuvor



Mit einem innovativen Design, das ein Verrutschen verhindert, bietet das DreamWear Kopfband mit seitlichen Bügeln zusätzliche Stabilität. Die seitlichen Bügel des Kopfbandes erfüllen die gleiche Funktion wie die Bügel einer Brille, indem sie verhindern, dass sich die Maske und das Kopfband bei der Verwendung bewegen. 88% der Benutzer der DreamWear Nasenmasken1 fanden unsere Masken mit dem neuen Kopfband stabiler als das bisherige Kopfband.

Daten

Service

Gewährleistung: 90 Tage

Innovatives Design

Komfort und Leistung: Weniger Hautreizungen

Freedom of movement

Ungehindertes Sichtfeld: Individuelle Schlafposition

Technische Daten

Betriebsdruck: 4 bis 20 cmH₂O

Schalldruckpegel: 18 dBA

Anzahl der Teile: Fünf

Material des Kopfbandes:

Polyurethanschaumstoff/Nylon/Elastan

Material des Maskenrahmens: Polycarbonat

Cleaning instructions: mask: Hand wash with

mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with

mild detergent, Rinse thoroughly, hang to

dry

Material von

Maskenrahmen/Kniestück/Schnellverschluss:

Polycarbonat

Material der Stoffhüllen: Polyester/Elastan

Verwendungszweck

Für Patienten <gt/> 30 kg: mit verordnetem CPAP



* Quelle: Philips Benutzerumfrage 2015

* Die Kosten für DreamWear sind privat zu tragen und werden in der Regel nicht von gesetzlichen Krankenkassen erstattet.

* Der Lieferumfang umfasst einen Standard-Maskenrahmen (Größe M) und vier Maskenkissen für alle Größen (S, M, MW, L). Das Schlaftherapiegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.