

# PHILIPS

Lufteinlassfilter

Sami the Seal

5er-Pack Lufteinlassfilter

Einen Filter alle 3 Monate  
ersetzen

Zur Verwendung mit „Sami, dem  
Seehund“

HH1314



## Freude an der Therapie

Dieses Luftfilter-5er-Pack ist für den Einsatz im Kompressor-Verneblersystem „Sami der Seehund“ bestimmt. Es ist wichtig, die Filter regelmäßig alle 30 Tage, oder wenn sie schmutzig oder grau sind, zu wechseln.

### **Zur Wartung Ihres Kompressors**

- Wartung Ihres Kompressor-Verneblersystems für Kinder

# Besonderheiten

# Daten

## Lufteinlassfilter



Die Einlassfilter im 5er-Pack filtern große Staubpartikel aus der Luft, die von Ihrem Kompressor „Sami der Seehund“ angesaugt werden, sodass ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist.

## Produktangaben

Zur Verwendung bei: Sami the Seal, Willis the Whale

Lufteinlassfilter: 5 pack

Ersetzen: 1 filter every 3 months, or when discolored or dirty

