

# PHILIPS

Wisp næsemaske  
med hovedtøj

Pakke

3 puder (XS, S/M, L)

med hovedtøj

HH1037



## Ydelse, der har fået ny stil.

Wisps smarte autoforseglingsteknologi tilpasser sig alle dine bevægelser, hvilket giver en uovertruffen forsegling og en god nats søvn.

### **Frit synsfelt**

- Læs, se TV eller bær briller

### **Kompakt design**

- Wisp sidder behageligt på mere end 98 % af brugerne\*

### **Ydeevne og komfort**

- Giver hurtig og nem tilpasning og justering.


## Vigtigste nyheder

### Kompakt design, naturlig pasform



"Næsetips"-puden er designet til at sidde under din næseryg, hvilket giver minimal kontakt med ansigtet, alt i mens den danner en uovertruffen forsegling.\* Bekræftelse via den antropometriske database

### Højere grad af uafhængighed



Wisp's slanke design eliminerer behovet for en pandepude, hvilket giver dig et bedre synsfelt.

### Minimalistisk design, uovertruffen forsegling

Designet og hovedtøjsspænderne gør den lettere at bruge og rengøre.

## Specifikationer

### Service

Garanti: 90-days

### Design

Komfort: Elastisk isserem

### Specifikationer

Lydtryksniveau: 19 dBA

Antal dele: Seks

Pudemateriale: Silikone/polykarbonat

Hovedtøjsmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Spandex/nylon termoplastisk

Slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer

Rammemateriale:

Nylon/Spandex/uretanskum

Rengøringsinstruktioner: **maske:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

**Rengøring: hovedtøj, slanger:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

**Knæstykke-/drejeledsmateriale::**

Silikone/polykarbonat

**Driftstryk:** 4 - 20 cmH2O

**Hovedtøjsspændemateriale:** Acetal copolymer

### Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

### Kompakt

Nem tilpasning og justering: Støjsvag udånding

