

# PHILIPS

30-dages finfilter til engangsbrug

DreamStation Go

Frafiltrerer støv og pollen med mere

Udskift hver 30. dag

95 % effektivitet ved  $<lt;/> 0,7$  mikron

6-pak

HH1454



## 30-dages finfilter

Philips udskiftelige 30-dages finfilter til engangsbrug renser den luft, du indånder, ved at opfange støv, pollen, svampesporer, dyreskæl og meget mere med en 95 % effektivitet ved 0,5–0,7 mikron.

### **30-dages finfilter til engangsbrug**

- 30-dages finfilter

# Vigtigste nyheder

## 30-dages finfilter



For at opnå forbedret filtrering kan du prøve 30-dages finfilteret til engangsbrug i dit DreamStation Go rejse-PAP-apparat.

# Specifikationer

## Tekniske oplysninger

Udskiftning: Hver 30. dag

Filtermateriale: Blandede syntetiske fibre

Filtereffektivitet: 95 % effektivitet ved 0,5 - 0,7 mikron

## Pakkeoplysninger

Indhold: Indeholder 2 filtre

## Varenummer

30-dages finfilter til engangsbrug: 1133744

## Service

Garanti: 15 dage

## Kompatibilitet

PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

