

PHILIPS

Ramme

Nuance Pro

Gel

HH1108



En ny valgmulighed for bedre søvn

Ramme med gelpuder giver forbedret stabilitet hele natten. Den gelpolstrede ramme med skridsikkert hovedtøj holder masken på plads og reducerer behovet for fornyet tilpasning.

Et udvalg af rammer, som giver komfort og færre røde mærker

- Reducerer behovet for fornyet tilpasning

Vigtigste nyheder

Ramme med gelpuder

Nuance er designet til at sikre en mere behagelig og velkendt fornemmelse.

Specifikationer

Specifikationer

Rammemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer

Rammepudemateriale: Uretangel

Design

Udvalg af rammer: Ramme med gelpuder

Forbliver på plads: Reducerer behovet for fornyet tilpasning

Service

Garanti: 90-days

