

PHILIPS

Reise-Akku

DreamStation Go

Für eine netzstromunabhängige
Therapie

Kompakt

Nur 0,7 kg leicht

HH1450



CPAP-Therapie auch unabhängig von einer Stromquelle

Für viele Schlafapnoe-Patienten kann das Fortführen der Therapie auf Reisen wegen fehlender Netzstromversorgung zum Problem werden. Daher hat Philips den DreamStation Go Reise-Akku entwickelt.

Daten

Technische Daten

Weight: 696g (1.53lb)

Ausgangsspannung: 18 bis
24,6 V Gleichspannung

Akku-Technologie: Lithium-Ionen

Eingangsspannung: 100 bis
240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 2,0 bis
1,0 A

Ausgangsleistung: 50 W

Akkulaufzeit: > 8 Stunden

Minimale Lebensdauer: 500 Ladezyklen

Ladedauer: <lt/> 5 Stunden

Teilenummer

Akku-Pack: 1133281

Service

Gewährleistung: 1 year

Kompatibilität

PAP-System: DreamStation Go Auto-CPAP

