

PHILIPS

Hovedtøj

Wisp

Standard

HH1005



Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere


Elastisk issestrop med integreret slangeholder Selvjusterende for at give en mere naturlig pasform

Design

- Personlig og behagelig pasform

Vigtigste nyheder

Nem at tilpasse



Selvjusterende toprem med løkke til at holde slanger

Specifikationer

Specifikationer

Hovedtøjsmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon termoplast

Rengøring: hovedtøj, slanger: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Design

Komfort: Selvjusterende

Service

Garanti: 90-days

