

PHILIPS

Hovedtøj

Nuance Pro

Materiale

Standardstørrelse

HH1107



En ny valgmulighed for bedre søvn

Innovativt non-slip hovedtøj, der er designet til at blive siddende, mens du sover

Større stabilitet

- Forbliver på plads mens du sover.

Vigtigste nyheder

Hovedtøj med non-slip



Nuance er designet til at sikre en mere behagelig og velkendt fornemmelse.

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

Design

Stays in place: Letvægt, Hovedtøj med non-slip

Specifikationer

Hovedtøjsmateriale: Nylon

UBL/uretanskum/Lycra

Cleaning headgear: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

