


# PHILIPS

## Hovedtøj

### Wisp

Børnestørrelse

HH1041



## Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere

Selvjusterende med isserem, der gør det muligt at placere slangen over patientens hoved og væk fra forsiden af kroppen

### Nem at tilpasse

- Personlig og behagelig pasform

# Vigtigste nyheder

## Nem at tilpasse

Selvjusterende toprem med løkke til at holde slanger

# Specifikationer

## Specifikationer

### Hovedtøjsmateriale:

UBL/polyuretanskum/nylon/spandex

**Rengøring: hovedtøj, slanger:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

## Design

**Komfort:** Selvjusterende

**Let at tilpasse:** Selvjusterende

## Service

**Garanti:** 90-days

