

PHILIPS

Ramme

Nuance

Materiale

Standardstørrelse

HH1106



En ny valgmulighed for bedre søvn


Stoframme, som giver en blødere oplevelse, hvilket resulterer i færre røde mærker og bedre søvn.

Et udvalg af rammer, som giver komfort og færre røde mærker

- En blødere oplevelse

Vigtigste nyheder

Stoframme



Nuance er designet til at sikre en mere behagelig og velkendt fornemmelse.

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

Design

Udvalg af rammer: Stoframme

Komfort: Færre røde mærker

Specifications

Rammemateriale:

Nylon/Lycra/uretanskum/Trico Mesh

