

PHILIPS

Duurzaam
pollenluchtfilter

DreamStation Go

Filtert stof, pollen en meer.

Verpakking bevat 2 filters.

88% effic. bij deeltjes van 7-10
micron

Duopakket

HH1453



Duurzaam pollenfilter

De duurzame vervangingsfilters van Philips zorgen ervoor dat u schone lucht inademt door 88% van alle stof, pollen, schimmelsporen, huidschilfers van huisdieren en meer deeltjes van 7-10 micron tegen te houden.

Duurzaam pollenfilter

- Duurzaam luchtfilter

Kenmerken

Duurzaam luchtfilter



Vervang uw duurzame DreamStation Go-filter om de 6 maanden.

Specificaties

Technische gegevens

Vervanging: Iedere 6 maanden

Materiaal filter: 100% polyester

Filterefficiëntie: 88% effc. bij deeltjes van 7-10 micron

Verpakkingsgegevens

Inhoud: Inclusief 6 filters

Onderdeelnummer

Duurzaam pollenfilter: 1133743

Service

Garantie: 90 dagen

Compatibiliteit

PAP-systeem: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

