

PHILIPS

Hovedtøj

TrueBlue

Reduceret størrelse

HH1015



TrueBlue-hovedtøj har indlagt justerbare stropper

TrueBlue er udviklet til at give en højere grad af komfort, stabilitet og større bevægelsesfrihed med minimal justering.

Design

- Ekstra stabilitet

Vigtigste nyheder

Justerbare stropper

Hovedtøjet har justerbare stropper, der samles i et enkelt bagpanel med en isserem, der øger stabiliteten

Specifikationer

Specifikationer

Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon og Lycra

Rengøring: hovedtøj, slanger: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Design

Stabilitet: Bagpanel med isserem

Service

Garanti: 90-days

