

PHILIPS

Wisp CPAP-næsemaske med hovedtøj, Silikoneramme

Pakke

3 puder (S/M, L, XL)

med hovedtøj

HH1023



Ydelse har fået ny stil

Wisps smarte autoforseglingsteknologi tilpasser sig alle dine bevægelser, hvilket giver en uovertruffen forsegling og en god nats søvn.

Magnetiske klemmer

- Klemmerne og maskepudden til hovedtøjet indeholder magneter

Frit synsfelt

- Læs, se TV eller bær briller

Kompakt design

- Wisp sidder behageligt på mere end 98 % af brugerne*

Ydeevne og komfort

- Giver hurtig og nem tilpasning og justering.


Vigtigste nyheder

Kompakt design, naturlig pasform



"Nasetips"-puden er designet til at sidde under din næseryg, hvilket giver minimal kontakt med ansigtet, alt i mens den danner en uovertruffen forsegling.* Bekræftelse via den antropometriske database

Højere grad af uafhængighed



Wisps slanke design eliminerer behovet for en pandepude, hvilket giver dig et bedre synsfelt.

Minimalistisk design, uovertruffen forsegling



Designet og hovedtøjsspænderne gør den lettere at bruge og rengøre.

Magnetiske klemmer

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.

Advarsel: Magnetisk interferens

Pas på med pacemakere: Read IFU's before use.

Specifikationer

Lydtryksniveau: 19 dBA

Antal dele: Seks

Pudemateriale: Silikone/polykarbonat

Hovedtøjsmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Spandex/nylon termoplastisk

Slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer

Rammemateriale: Silikone/polykarbonat

Drejeleddets materiale: Silikone / polykarbonat

Rengøringsinstruktioner: maske: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengøring: hovedtøj, slanger: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Vinkel-/drejeleddsmateriale: Polykarbonat

Driftstryk: 4 - 20 cmH2O

Hovedtøjsspændemateriale: Acetal copolymer

Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

Kompakt

Nem tilpasning og justering: Støjsvag udånding

Design

Kompakt: Easy fitting and adjustment

Komfort: Elastisk isserem

Patenteret design: Nasetips-pudedesign

Støjsvag udluftning: 360-graders roterende knæstykke

Silikoneramme: Klar, diskret ramme

Service

Garanti: 90-days

