

PHILIPS

30-daags
wegwerpfijnfilter

DreamStation Go

Filtert stof, pollen en meer.

Verpakking bevat 6 filters.

95% effic. bij deeltjes <math>< 0,7</math>
micron

Verpakking van 6 stuks

HH1454



30-daags fijnfilter

Philips 30-daagse wegwerpfijnfilters zorgen ervoor dat u schone lucht inademt door 95% van alle stof, pollen, schimmelsporen, huidschilfers van huisdieren en meer deeltjes van 0,5-0,7 micron tegen te houden.

30-daags wegwerpfijnfilter

- 30-daags fijnfilter

Kenmerken

30-daags fijnfilter



Gebruik het 30-daags wegwerpfijnfilter in uw DreamStation Go PAP-apparaat voor onderweg voor een nog betere filtratie.

Specificaties

Technische gegevens

Vervanging: Om de 30 dagen

Materiaal filter: Gemengde synthetische vezels

Filterefficiëntie: 95% efficiëntie bij deeltjes van 0,5-0,7 micron

Verpakkingsgegevens

Inhoud: Inclusief 2 filters

Onderdeelnummer

30-daags wegwerpfijnfilter: 1133744

Service

Garantie: 15 dagen

Compatibiliteit

PAP-systeem: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

