

PHILIPS

PAP litiumbatteri

Sæt

med enhedskabel og -adaptere

etui

HH1433



Designet til at give ro i sindet

Nødstrømsforsyning

Designet til at levere nødstrømforsyning til DreamStation og System One-søvnbehandlingsapparater.

Praktisk på rejser

- Nemt og let at bære. Kun 1,02 kg.
- Kompakt og let

Designet til at give tillid og ro i sindet

- Integreret nødstrømsforsyning (UPS)

Fortsæt behandlingen, mens du er væk hjemmefra

- Lang batterilevetid

Vigtigste nyheder

Praktisk på rejser



Nemt at transportere og ideelt til camping og rejser. Batterisættet bruger strømforsyningen fra Philips søvnbehandlingsenheden til reducere det antal ledninger, der er behov for til rejsebrug. Og det opfylder FAA-kravene til flyrejser.

Fred i sindet



UPS er med til at reducere afbrydelser i behandlingen. Hvis batterisættet altid er sluttet til strømforsyningen til patientens Philips Respironics-søvnbehandlingsenhed, holder det sig opladet og klar til rejser eller UPS-beskyttelse.

Kompakt og let

Passer nemt i bæretasken.

Hav styr på behandlingen mens du er væk hjemmefra

Batterisættet har mere end 14 timers batterilevetid for PAP-enheder. PAP-driftstidsforsøgsbetingelser: CPAP-tilstand, tryk på 10 cm H₂O, ingen opvarmet befugtning eller opvarmet slange.

Specifikationer

Mål

Højde: 13,33

Bredde: 3,17

Dybde: 22,86 cm

Strøm

Leverer strøm: Kompatibel med DreamStation

Kompatibel med: System One 50-serien og 60-serien

Vægt og mål

Vægt: 1,02

Service

Garanti: 90 dage

