

PHILIPS

Opvarmet befugter

inkludert et vandkammer

HH1414



Giver god komfort

Vidensdrevet innovation

Denne monterbare befugter tilfører luften fugt for at give komfort mens du sover, og er nem at bruge og håndtere. En opvarmet slange kan tilføjes for at holde på varmen i behandlingen, mens den løber gennem slangen til masken

Komfort gennem optimering af fugtighedsniveauer

- Adaptiv tilstand

Dry Box-teknologi

- For at reducere risikoen for vandskader

Brugervenligt design

- Designet til at gøre den nem at bruge i det daglige

Vigtigste nyheder

Dry Box-teknologi



Isolerer vand fra enheden: i det tilfælde, at der trænger vand ud af vandkammeret, er Dry Box designet til at fange vandet inden for enhedens vægge for at forhindre, at vandet bevæger sig gennem enheden og befugterforbindelsen.

Optimering af befugtning



Kan indstilles til standard fast opvarmning - for at opretholde et opvarmningsniveau gennem hele natten - eller i adaptiv tilstand

for at lade enheden overvåge den omgivende temperatur, fugtighed og flow til patienten, så den kan justere opvarmningsniveauet efter behov.

Enkel befugter



Topmonteret drejelig slangetilslutning, der roterer 180° for at give bevægelsesfrihed. Kompatibel med 22 eller 15 mm slange eller 15 mm opvarmet slange. Nem adgang til vandkammeret i ét stykke til påfyldning og rengøring. Kan forvarme

Service

Garanti: 2 years

Kompatibilitet

Slangemuligheder: 22 eller 15 mm

Mål

Højde: 17,78

Bredde: 14,61

Mål

Dybde: 8,26 cm

Design

Aftagelig befugter: Kan skilles ad ved transport

Befugter og vandkammer: Forbedret komfort

Forenklet design: Nem adgang til vandkammer

Topmonteret slangetilkobling: Roterbar i 180 grader for at give bevægelsesfrihed

