

PHILIPS

Pollen-Luftfilter,
wiederverwendbar

DreamStation Go

Zur Filterung von Staub, Pollen &
mehr

Austausch alle 6 Monate

Effizienz von 88% bei 7 bis 10 μm

2er-Pack

HH1453



Pollenfilter, wiederverwendbar

Die wiederverwendbaren Philips Ersatzfilter dienen der Reinigung der Atemluft. Staub, Pollen, Schimmelsporen, Haustierschuppen und vieles mehr werden mit einer Effizienz von 88% bei 7 bis 10 μm herausgefiltert.

Daten

Service

Gewährleistung: 90-days

Kompatibilität

PAP-System: DreamStation Go Auto-CPAP

Technische Daten

Austausch: Alle 6 Monate

Filtermaterial: 100% Polyester

Filtereffizienz: Effizienz von 88% bei 7 bis 10 µm

Packungsinformationen

Inhalt: Umfasst 6 Filter

Teilenummer

Pollenfilter, wiederverwendbar: 1133743

