

PHILIPS

Näskudde

Wisp

Small

HH1039



Utformad för barn

Kudden är utformad för att passa formen på barnets ansikte och näsa. Den automatiska tätningstekniken ger minimal hudkontakt och utmärkt tätning.

Design

- Ändrad form på kudden för att den ska passa ett barns ansikte och näsa
- För enklare maskjustering

Funktioner

Mjuk och bekväm



Alla tre kuddstorlekarna passar i samma ram

Innovativ Läckagekorrigering



Läckagekorrigeringsspaken gör det möjligt att justera masken utan att ta bort den eller väcka barnet.

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

Design

Storlek: Small

