

PHILIPS

Snabbkopplingslang
och knärör

Standard

HH1008



Fäster på Wisp-maskens framsida

Fäst Wisp-slangen och knäröret på maskens framsida. Du kan även föra maskslangen genom huvudbandets toppögla innan du justerar huvudbandet.

Design

- Roterande knärör

Funktioner

Roterande knärör

Det 360° roterande knäröret har en snabbkoppling med tyst utandning

Specifikationer

Specifikationer

Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer

Knärör/swivel, material: Polykarbonat

Design

Snabbkoppling: 360 graders roterande knärör

Service

Garanti: 90 dagar

