

PHILIPS

Wisp CPAP-näsmask med
huvudband, Silikonram

Förpackning

3 kuddar (S/M, L, XL)

med huvudband

HH1023



Prestanda har ett nytt utseende

Wisps finurliga teknik för automatisk tätning följer dina rörelser och ger en överlägsen tätning och en utmärkt nattsömn.

Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Öppet synfält

- Läs, titta på TV eller bär glasögon

Kompakt design

- Wisp sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna*

Prestanda och komfort

- Ger snabb och enkel montering och justering.


Funktioner

Kompakt design, naturlig passform



Kudden på nästippen är utformad för att ligga nedantill på näsryggen så att kontakten med ansiktet blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen tätning. * Bekräftelse via den antropometriska databasen

Större frihet



Wisp har en tunn design som eliminerar behovet av vaddering i pannan, vilket ger dig ett bättre synfält.

Minimal design, överlägsen tätning



Designen och huvudbandets knäppen gör användningen och rengöringen enklare.

Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

Varning: magnetiska störningar

Var försiktig med pacemakers: Read IFU's before use.

Specifikationer

Ljudtrycksnivå: 19 dBA

Antal delar: Sex

Kudde, material: Silikon/polykarbonat

Huvudbandsmaterial: Termoplastisk

UBL/uretanskum/nylon/spandex/nylon

Slangmaterial: Termoplastisk

polyesterelastomer

Ram-material: Silikon/polykarbonat

Svivelmaterial: Silikon/polykarbonat

Rengöringsinstruktioner: mask: Hand wash

with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash

with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to

dry

Knärör/swivel, material: Polykarbonat

Driftryck: 4–20 cmH₂O

Knäppen för huvudband, material:

Acetalkopolymer

Avsedd användning

För patienter <gt/>30 kg: with CPAP prescription

Kompakt

Enkel att ta på och justera: Tyst utandning

Design

Kompakt: Easy fitting and adjustment

Komfort: Elastiskt huvudband

Patenterad design: Design med kudde på nästippen

Tyst utandning: Knärör vridbart i 360 grader

Silikonram: Genomskinlig diskret ram

Service

Garanti: 90-days

