

# PHILIPS

Slang med  
snabbkoppling

Wisp

Tyg med giraffmönster

HH1043



## Snabbkoppling

Gör att barnet tillfälligt kan kopplas bort från maskinen för exempelvis toalettbesök mitt i natten. Det mjuka överdragets giraffmönster hjälper barnet att känna sig mer bekvämt när masken används.

### Lättanvänd

- Komfort och hög prestanda

# Funktioner

## Innovativ design



Snabb bortkoppling

# Specifikationer

## Service

Garanti: 90-days

## Design

Enkel montering: Självjusterande

## Innovative design

Komfort och hög prestanda: Quick disconnect

## Specifications

Slangens överdrag: Nylon/spandex

## Specifikationer

Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

