

PHILIPS

Huvudband

Wisp

Barnstorlek

HH1041



Enkel klickjustering av huvudbandet

Självjusterande huvudband som gör det möjligt att placera slangen över huvudet och bort från kroppens framsida.

Enkel att justera

- Personanpassad och bekväm passform

Funktioner

Enkel att justera

Självjusterande övre rem med slanghanteringsögla

Specifikationer

Specifikationer

Huvudbandsmaterial:

UBL/polyuretanskum/nylon/spandex

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Design

Komfort: Självjusterande

Enkel montering: Självjusterande

Service

Garanti: 90-days

