

PHILIPS

Övernattningsbatteri

DreamStation Go

Upprätthålla behandling utan
elnät

Kompakt

Lätt, 1,53 lbs (696 g)

HH1450



CPAP-behandling även utan tillgång till el

För många patienter med sömnapné kan resor utan tillgång till el skapa problem med att upprätthålla behandlingen. Philips har därför utvecklat ett övernattningsbatteri till DreamStation Go.

Kompakt och lätt

- Kompakt och lätt

Funktioner

Kompakt och lätt



Om du planerar att resa utan tillgång till el kan övernattningsbatteriet till DreamStation Go hjälpa dig att fortsätta med behandlingen utan

avbrott. DreamStation Go inställd på 10 cm tryck har visat en genomsnittlig drifttid på 13 timmar* när den drivs med Dreamstation Go övernattningsbatteriet. Obs! Batteriets drifttid kan variera på grund av högre CPAP-tryckinställningar, stort maskläckage, höjd över havet, temperatur, laddning av enheter med USB-porten och andra faktorer. *PAP-testvillkor: CPAP-läge, tryck 10 cm H₂O, 12 mm slang, 37 LPM läckage, 23 °C rumtemperatur vid 503 m ö h.

Service

Garanti: 1 year

Kompatibilitet

PAP System: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Teknisk information

Vikt: 696 g (1,53 lb)

Utspänning: 18–24,6 V DC

Batteriteknik: Litiumjon

Inspänningsintervall: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,0–1,0 A

Uteffekt: 50 W

Körtid: > 8 timmar

Minsta livscykel: 500 cykler

Laddningstid: < /> 5 timmar

Artikelnummer

Batteripack: 1133281

