

# PHILIPS

Knäppen till huvudband  
för TrueBlue

TrueBlue

2 per förpackning

HH1022



Du fäster knäppena med ett enda tryck.

Talon-knäppen som gör det enkelt att ta av masken och säkra passformen medföljer

**Design**

- Talon-knäppen

# Funktioner

## Socket



Detta är knäppena till huvudbandet för TrueBlue Gel CPAP-näsmasken. Knäppena sätts på plats med ett klick. Vrid på Talon-knäppet för att ta loss det.

# Specifikationer

## Design

Lättanvänd: Säkra passformen

## Service

Garanti: 90-days

## Specifications

Knäppen för huvudband, material:  
Termoplastisk polyester, elastomer

