

# PHILIPS

Näskudde och flap

TrueBlue

Large

HH1020



## Blå gel som är tunn och lätt

TrueBlue-näskudde med flap finns i fem bekväma storlekar.

### Design

- Blå gel

# Funktioner

## Komfort

Den blå gelen arbetar tillsammans med det tunna, formanpassade yttre silikonmembranet för att skapa en effektiv och självjusterande tätning.

# Specifikationer

## Specifikationer

**Kudde, material:** Polyuretangel och polyesterfilm

**Flapmaterial:** Silikon

## Design

**Självjusterande:** Automatisk tätningsteknik

## Service

**Garanti:** 90-days

