

# PHILIPS

Vattenkammare för  
System One

HH1418

 Product Picture

## Befuktning på ett enkelt sätt för förbättrad komfort

### Enkel vattenpåfyllning

Vattentät avtagbar vattentank underlättar vattenrening – förblir tät även när den lutas eller vänds upp och ned. Vattenbehållaren kan monteras isär för rengöring. De två medföljande locken gör vattenbehållaren kompatibel med både 50- och 60-serien.

#### **Tätad avtagbar vattentank gör vattenpåfyllningen enkel**

- Separat lock till vattentank och basenhet för rengöring

#### **Användarvänlig design**

- Separat lock till vattentank och basenhet för rengöring. Tål maskindisk.

# Funktioner

## Enkelt underhåll

Den löstagbara kammaren kan monteras isär för rengöring och tål maskindisk

## Lätt att underhålla

Separat lock till vattentank och basenhet för rengöring. Tål maskindisk.

# Specifikationer

## Design

**Förenklad design:** Enkel åtkomst för rengöring, Enkel åtkomst för påfyllning, Enkel åtkomst till vattenkammaren  
**En del:** Enkelt underhåll

## Service

**Garanti:** 90-days

