

PHILIPS

Återanvändbart
pollenluftfilter

DreamStation Go

Filtrerar damm, pollen med mera

Byt var sjätte månad

88 % effektivitet vid 7–10
mikrometer

Tvåpack

HH1453



Återanvändbart pollenfilter

Philips återanvändbara utbytesfilter rengör den luft du andas in genom att fånga upp bl.a. damm, pollen, mögelsporer och husdjursmjäll med 88 % effektivitet vid 7–10 mikrometer.

Återanvändbart pollenfilter

- Återanvändbart luftfilter

Funktioner

Återanvändbart luftfilter



Byt ut det återanvändbara DreamStation Go-filtret var sjätte månad.

Specifikationer

Teknisk information

Byte: Var sjätte månad

Filtermaterial: 100 % polyester

Filtrets effektivitet: 88 % effektivitet vid 7–10 mikrometer

Förpackningsinformation

Innehåll: 6 filter medföljer

Artikelnummer

Återanvändbart pollenfilter: 1133743

Service

Garanti: 90-days

Kompatibilitet

PAP System: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

