

# PHILIPS

## Huvudband

### Wisp

#### Standard

HH1005



## Enkel klickjustering av huvudbandet


Elastiskt huvudband med integrerad slanghållare. Självjustering ger en naturligare passform.

### Design

- Personanpassad och bekväm passform

# Funktioner

## Enkel att justera



Självjusterande övre rem med slanghanteringsögla

# Specifikationer

## Service

Garanti: 90 dagar

## Design

Komfort: Självjusterande

## Specifications

**Huvudbandsmaterial:** Termoplastisk

UBL/uretanskum/nylon/lycra/nylon

**Rengöring: huvudband och slang:** Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

