

# PHILIPS

Magnetiska  
knäppen

Wisp

2 per förpackning

HH1027



## Knäppen gör det enkelt att justera huvudbandet

Enkelt att klickjustera huvudbandet med justerbara spännen. Gör det snabbt och enkelt att anpassa och justera.

### Lättanvänd

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

### Design

- Enkelt att klickjustera huvudbandet med justerbara spännen

# Funktioner

## Enkel att justera



En minimal mängd delar och huvudband med knäppen för klickjustering gör det enkelt att använda och underhålla.

## Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

## Varning: magnetiska störningar

Var försiktig med pacemakers: Läs bruksanvisningen före användning.

## Specifikationer

Knäppen för huvudband, material: Acetalkopolymer- och neodymiummagnet

## Design

Enkel montering: Självjusterande

## Service

Garanti: 90 dagar

