

# PHILIPS

Fint 30-dagars  
engångsfilter

DreamStation Go

Filtrerar damm, pollen med mera

Byt var 30:e dag

95 % effektivitet vid  $<lt;/> 0,7$   
mikrometer

6-pack

HH1454



## Fint 30-dagars filter

Philips fina 30-dagars utbytesfilter för engångsbruk rengör den luft du andas in genom att fånga upp bl.a. damm, pollen, mögelsporer och husdjursmjäll med 95 % effektivitet vid 0,5–0,7 mikrometer.

### **Fint 30-dagars engångsfilter**

- Fint 30-dagars filter

# Funktioner

## Fint 30-dagars filter



Prova det fina 30-dagars engångsfiltret i DreamStation Go PAP-reseenheten för förbättrad filtrering.

# Specifikationer

## Teknisk information

**Byte:** Var 30:e dag

**Filtermaterial:** Mixad syntetisk fiber

**Filtrets effektivitet:** 95 % effektivitet vid 0,5–0,7 mikrometer

## Förpackningsinformation

**Innehåll:** 2 filter medföljer

## Artikelnummer

**Fint 30-dagars engångsfilter:** 1133744

## Service

**Garanti:** 15-days

## Kompatibilitet

**PAP System:** DreamStation Go CPAP, AutoPAP

