

# PHILIPS

## Barnram

### Wisp

Ram med giraffmönster

HH1040



## Mjuk och följsam tygram

Utformad för att passa storleken och benstrukturen hos barnpatienter. Det barnvänliga tygmönstret underlättar för barn att komma igång med behandlingen, och få dem att känna sig mer bekväma med masken.

### **Tygram**

- Ett barnvänligt material med giraffmönster

# Funktioner

## Mjuk och bekväm



Utformad för att passa storleken och benstrukturen hos barnpatienter. Det lekfulla temat underlättar för barn att komma igång med behandlingen, och få dem att känna sig mer bekväma med masken.

# Specifikationer

## Service

Garanti: 90-days

## Design

Barnvänligt giraffmönster: Enkel att ta på och justera

## Specifikationer

Ram-material:

Nylon/Spandex/polyuretanskum/polyester/akryl

