

PHILIPS

Vorschaltkammer mit Ventil
und mittelgroßer Maske

OptiChamber Diamond

LiteTouch Maske (Größe M)
inbegriffen

Für Kinder von 1 bis 5 Jahren

Für gängige Asthma-
Medikamente geeignet

Kompaktes Design mit 140 ml
Volumen



HH1307



So behalten Sie die Kontrolle

Entwickelt zur verbesserten Wirkstoffabgabe

Das Design der OptiChamber Diamond ermöglicht die Wirkstoffabgabe an die Lungen. Das antistatische Material im Inneren des Röhrchens ermöglicht ein längeres Verbleiben des Aerosols in der Kammer, wodurch Sie mehr Zeit haben, um es einzuatmen.*

Komfort

- Für einen optimalen Sitz passt sich die optionale Maske der Gesichtskontur an.
- Mundstück in Einheitsgröße

Effektive Behandlung

- Wirkstoffabgabe an die Lunge**

Entwickelt für optimale Leistung

- Spezielle Produktmerkmale erleichtern die Bedienung und Wartung
- Die Ventile mit geringem Atemwiderstand ermöglichen Ihnen eine leichte Atmung.
- Die antistatische Vorschaltkammer lässt Ihnen mehr Zeit zum Atmen.

Für gängige verschreibungspflichtige Medikamente geeignet

- Für gängige verschreibungspflichtige Medikamente geeignet

Besonderheiten

Wirkstoffabgabe an die Lunge



OptiChamber Diamond dient der besseren Aerosolabgabe an die Lunge und kann die Wirksamkeit Ihrer Inhalationstherapie optimieren.

Atmen Sie durch



Die Ventile mit geringem Atemwiderstand öffnen selbst bei niedrigen Flussraten bei Kindern problemlos und ermöglichen eine leichte Atmung durch die Vorschaltkammer.*

Kompatibel



OptiChamber Diamond wurde zur Verwendung mit allen üblicherweise verschriebenen Inhalationsmedikamenten entwickelt.

Einfache Bedienung, einfache Wartung




Durch den Adapter wird ein Verrutschen des Inhalators verhindert, während Sie mit Hilfe der integrierten Pfeife erkennen, ob Sie zu schnell einatmen. Sowohl das Mundstück als auch der Adapter können zur Reinigung einfach entfernt werden.

Zeit zum Atmen



Das Design der OptiChamber Diamond ermöglicht die Wirkstoffabgabe an die Lungen. Das antistatische Material im Inneren des Röhrchens ermöglicht ein längeres Verbleiben des Aerosols in der Kammer, wodurch Sie mehr Zeit haben, um es einzuatmen.*

Komfort



Die abnehmbare LiteTouch Gesichtsmaske verfügt über ein weiches Maskenkissen, das sich leicht anbringen lässt und sanft auf dem Gesicht anliegt und somit eine komfortable Behandlung ermöglicht. Zudem verringert die SoftTouch Abdichtung den Verlust des Aerosols.***

Für Erwachsene und Kinder



Dank des abgestuften Mundstücks kann OptiChamber Diamond sowohl für Kinder als auch für Erwachsene verwendet werden.

Daten

Lieferumfang

Enthalten sind: Medium LiteTouch Mask, OptiChamber Diamond

Consumer Trade Item

GTIN: 3837300000213
Country of origin: CN
Harmonized system code: 90189099

Außenkarton

GTIN: 20075020088011

Material

Kammer: Acrylnitril/Butadien/Styrol
LiteTouch Maske: Polyester, Silikon
Ventile: Silicone

Sonstiges

GTIN: 50075020099285

Schutz

Pflege: Warm water and liquid soap
Daten zur Lebensdauer: Replace after one year

Produktangaben

Länge: 14.2 cm (5.6")
Mundstück: Interfaces w 22 mm connectors
Volumen: 140 ml
Zur Verwendung bei: Children aged 0-18m

