

PHILIPS

Ultrafint filter

System One

6-pack

HH1421



Ytterligare filtreringskapacitet

Genomtänkt design

Luftfiltreringssystem i två steg ger ytterligare filtrering av mycket små partiklar för din enhet i System One 60-serien.

Ytterligare filtrering av mycket små partiklar

- Enkelt att sätta fast och ta bort

Funktioner

Utbytbart

För optimal prestanda i System One-enheten. Används tillsammans med det återanvändbara pollen-/skumfiltret för att förhindra att fina partiklar tränger in i enheten. Ska bytas ut efter

30 nätters användning eller tidigare om det finns tecken på skada eller om det ser smutsigt ut.

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

Design

Ultrafint filter: för System One 60-serien

