

# PHILIPS

slange med  
varmetråd

DreamStation

15 mm

Ekstraslanger

HH1413



## Giver god komfort

### Vidensdrevet design

Del af Dream-familien: Designet til at levere lige præcis dit foretrukne niveau af luftfugtighed, uanset den omgivende temperatur og luftfugtighed (og samtidig beskytte mod kondensering)

#### **Hold den befugtede luft fugtig**

- Beroligende varm luft

## Vigtigste nyheder

### Forbedrer komfort

Når du har tilsluttet DreamStation-befugteren, kan slangen varmes op for at holde den fugtede luft fugtig, mens den løber gennem slangen og hjælper dig med at sove med forbedret komfort.

## Specifikationer

### Innovativt design

**Komfort og ydelse:** Leverer beroligende varm luft

### Design

**Komfort:** Flexibel, kan flyttes uden besvær

### Service

**Garanti:** 90-days

### Kompatibilitet

**Kompatibel med:** Kun til DreamStation

