

# PHILIPS

## Næsemaske

### DreamWisp

Slanger oppe på hovedet

Pude med automatisk forsegling

Hovedtøj, der er nemt at montere

Ekstra lille pude, mellemstor ramme

HH1144/00



## Sov komfortabelt og vend dig, som du ønsker

DreamWisp er designet til at hjælpe dig med at sove komfortabelt og sikre, at du kan vende dig, som du ønsker. Ved at kombinere DreamWears design, hvor slangen sidder oppe på hovedet, og Wisps næsepude med minimal kontakt giver DreamWisp dig frihed til at sove i en hvilken som helst stilling hele natten.

#### **Minimalt antal dele**

- Den ønskede pasform med minimalt antal dele
- Nem at montere, enkel at justere

#### **Magnetiske klemmer**

- Klemmerne og maskepuden til hovedtøjet indeholder magneter

#### **Frit synsfelt**

- Læs, se TV, eller brug briller

#### **Bevægelsesfrihed**

- Giver dig mulighed for at sove i en hvilken som helst stilling

#### **Behagelig og nem at anvende**

- Pude som giver komfort og tillid

# Vigtigste nyheder

## Sov i en hvilken som helst stilling



Med sit revolutionerende maskedesign, hvor slangen sidder oppe på hovedet, giver DreamWisp bedre bevægelsesfrihed ved at holde slangen af vejen. Du kan frit ændre sovestilling hele natten – fra at ligge på siden til på ryggen til på maven. Brugerne sagde, at de var tilfredse med, hvor godt masken blev siddende på plads, mens de sov.

## Magnetiske klemmer



Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.

## Udviklet med minimalt antal dele



DreamWisps hovedtøj er designet til at fungere med enestående komfort. Firepunktshovedtøjet er udformet til at give stabilitet med færre dele, mens den bløde letvægtsramme også fungerer som DreamWisp's luftstrømskanal. Det betyder færre komponenter, der kommer i kontakt med dig, mens du sover, så du kan nyde en behagelig behandling – hele natten, hver nat.

## Magnetiske klemmer




At hjælpe dig med at holde fokus på din søvnbehandling betyder at gøre den så bekvem som muligt. DreamWisp er forsynet med magnetklemmer, som er hurtige og nemme at tilslutte eller frakoble. Det gør det nemt at tage masken på eller af, når som helst du ønsker det. Brugerne sagde, at de er meget tilfredse med, hvor nemt det er at bruge DreamWisp-masken.

## Wisps-puden



DreamWisp kombinerer ydeevnen fra en næsemaske med et minimalt invasivt design, fremragende forsegling og komforten ved Wisp-pude-teknologien. Patienterne er mere tilfredse med, hvor godt masken bevarer forseglingen under brug.

## Frit udsyn



Det unikke design med slangerne oppe på hovedet giver dig mulighed for at få et frit synsfelt. Med DreamWisp kan du læse, surfe på nettet eller se TV, mens du slapper af for at falde i søvn.

# Specifikationer

**Produktoplysninger**

**Materialer:** Silikone

**Materialer:** Polykarbonat

**Materialer:** Polyuretanskum

**Materialer:** Nylon

**Materialer:** Spandex

**Materialer:** Polyester

**Materialer:** Magnet (acetal)

**Garanti:** 90 dage

**Driftstryk:** 4 - 30 cmH<sub>2</sub>O

**Lydniveau:** 18,7 dBA

**Udskiftning**

**Kontrollér for daglig slitage:** Skift ud ved første tegn på slitage

**Advarsel: Magnetisk interferens**

**Vær opmærksom på pacemakere:** Læs brugervejledningen for brug

**Brugsformål**

**Til brug på patienter (<gt/>66 lbs/30 kg):** som CPAP-behandlingen er blevet ordineret til

**Kalibreringsdata**

**Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel:** Skyl grundigt, hæng til tørre eller lad lufttørre

