

PHILIPS

Batteri

DreamStation Go

Fortsæt behandlingen uden stikkontakt

Kompakt

Letvægter, 0,69 kg

HH1450



CPAP-behandling, også uden for elnettets rækkevidde

For mange søvnapnøpatienter, der rejser til steder uden for elnettet, kan der opstå problemer med at opretholde behandlingen. Philips har udviklet DreamStation Go batteri.

Kompakt og let

- Kompakt og let

Vigtigste nyheder

Kompakt og let



Hvis du planlægger en rejse, hvor du ikke har adgang til elnettet, kan natbatteriet til DreamStation Go hjælpe dig med at fortsætte

din behandling. DreamStation Go med et indstillet tryk på 10 cm viste en gennemsnitlig driftstid på 13 timer* ved at køre på natbatteriet til DreamStation Go. Bemærk: Batteriets driftstider kan variere pga. højere CPAP-trykindstillinger, kraftig maskeutæthed, højde, temperatur, opladning af enheder via USB-porten og andre variabler. *PAP-driftstidsforsøgsbetingelser: CPAP-tilstand, tryk 10 cm H₂O, 12 mm slange, 37 l/min utæthed, 73,4 F i en højde på 503 meter over havets overflade.

Service

Garanti: 1 år

Kompatibilitet

PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Tekniske oplysninger

Vægt: 696 g (1,53 lb)

Udgangsspænding: 18 - 24,6 V jævnstrøm

Batteriteknologi: Lithiumioner

Indgangsspændingsområde: 100 - 240

V vekselstrøm, 50/60 Hz, 2,0 - 1,0 A

Udgangseffekt: 50 W

Driftstid: >8 timer

Minimumlevetid: 500 cyklusser

Opladningstid: <lt/> 5 timer

Partnummer

Batteripakke: 1133281

