

PHILIPS

Humidificateur
chauffant

DreamStation Go

Fonctionne avec n'importe quel
masque²

Compact pour faciliter vos
déplacements

Technologie économe en eau

Eau courante ou en bouteille³

HH1531/04



Une humidification intelligente tout au long de la nuit

Ne vous privez pas du confort offert par l'humidification chauffante lors de vos déplacements. Grâce à sa compatibilité tout masque, à son design compact et à sa technologie économe en eau, le dispositif vous permet de bénéficier d'une humidification chauffante où que vous soyez.

Humidificateur chauffant

- Choisissez le masque que vous souhaitez
- Une humidification facile partout
- Technologie économe en eau
- Une humidification intelligente tout au long de la nuit
- Conception légère et compacte pour un transport facilité

Caractéristiques

Informations sur l'humidificateur

Taille: 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

Poids: 344,7 g

Capacité de l'humidificateur: 240 ml

Compatibilité des circuits: Microcircuits flexibles standard de 12 mm, 15 mm et 22 mm

Type d'eau compatible: Eau distillée, du

robinet ou en bouteille*

Utilisation de l'humidificateur sur batterie: Non

Garantie: 2 ans



- * Le système DreamStation et DreamStation Go est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/institution. Ces DM de classe IIa fabriqués par Philips sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV.
- * 2. DreamStation Go est équipée d'un adaptateur universel conçu pour s'adapter à toutes les connexions standard de 22 mm.
- * 3. Dans les zones où l'eau est très calcaire, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou en bouteille.
- * 4. Règle l'humidification administrée lorsque le temps cible de l'économiseur d'eau est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.
- * 5. Par rapport à ResMed AirSense, AirStart, Devilbiss IntelliPAP 1 et IntelliPAP 2, Fisher and Paykel, SleepStyle, Icon