

# PHILIPS

 Product Picture

Verwarmde  
luchtbevochtiging

DreamStation Go

De dunste bevochtiger voor  
onderweg<sup>1</sup>

Maakt gebruik van kraan- of  
bronwater<sup>3</sup>

Waterbesparende technologie

Werkt met elk masker dat u wilt<sup>2</sup>

HH1531/04

## Slimme bevochtiging. De hele nacht lang.

Ook onderweg kunt u genieten van het comfort van verwarmde luchtbevochtiging. Met de waterbesparende technologie, het gemak van het gebruik van kraanwater en een compact ontwerp kunt u gebruikmaken van verwarmde luchtbevochtiging, waar u ook bent.

### **Verwarmde luchtbevochtiging**

- Gebruik het masker dat u wilt
- De vrijheid van gebruik van kraanwater<sup>3</sup>
- Regelt het waterverbruik gelijkmatig voor comfort gedurende de nacht
- Slimme bevochtiging. De hele nacht lang.
- Eenvoudig in te pakken en mee te nemen dankzij het lichte, compacte ontwerp

# Kenmerken

## Licht ontwerp

De verwarmde luchtbevochtiger DreamStation Go is ontworpen om eenvoudig ingepakt te kunnen worden. Het is de dunste verwarmde reisluchtbevochtiger van alle bekende PAP-merken<sup>5</sup>. Hierdoor is hij gemakkelijk mee te nemen of u nu reist op het land, de zee of door de lucht.

## De vrijheid van gebruik van kraanwater<sup>3</sup>



De verwarmde luchtbevochtiger DreamStation Go werkt met kraanwater, bronwater en gedestilleerd water<sup>3</sup>. U hoeft dus geen zware, onhandige flessen mee te nemen of bij aankomst op zoek te gaan naar gedestilleerd water. Dit betekent dat u geen extra gewicht hoeft mee te nemen en dezelfde comfortabele verwarmde luchtbevochtiging geniet als thuis.

## Bewaakt en regelt de therapie

Dreamstation Go is voorzien van waterbesparende technologie die is ontworpen om u een volledige nacht van verwarmde luchtbevochtiging<sup>4</sup> te voorzien door de omgevingsomstandigheden en therapie-instellingen actief te bewaken, en de vochtlevering automatisch aan te passen wanneer bevochtigungsdoeltijd is ingeschakeld. Mocht u de bevochtiger niet genoeg of helemaal niet hebben gevuld, dan voorkomt

de uitschakelfunctie van de verwarmer dat u de rest van de nacht droge, oncomfortabele lucht inademt.

## Waterbesparende technologie



De waterbesparende technologie van de verwarmde luchtbevochtiger Dreamstation Go past zich aan een groot aantal omgevingsomstandigheden aan om de hele nacht gelijkmatige bevochtiging te bieden.<sup>4</sup> U geniet 's nachts van hetzelfde comfort als thuis, waar u ook bent.

## Werkt met elk masker



Als u een masker hebt gevonden dat u prettig vindt, wilt u niet gedwongen worden om van masker te wisselen als u op reis gaat. De verwarmde luchtbevochtiger DreamStation Go is ontworpen voor gebruik met elk masker dat u prettig vindt. Zo geniet u ook onderweg van verwarmde bevochtiging met het comfort van uw eigen masker.<sup>2</sup>

# Specificaties

## Details luchtbevochtiger

**Size:** 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

**Weight:** 344,7 g

**Humidifier Capacity:** 240 ml

**Tubing compatibility:** Microflexible standaardslangen van 12 mm, 15 mm en 22 mm

**Water compatibility:** Gedestilleerd, kraan, bron\*

**Humidifier usage while on Battery power:** Nee  
**Warranty:** 2 jaar



\* 1. Vergeleken met Transcend, HDM Z1, AirMini (biedt geen verwarmde luchtbevochtiging), Devilbiss

\* 2. DreamStation Go is voorzien van een universele adapter die is ontworpen voor gebruik met alle standaard 22mm-OD-verbindingen.

\* 3. In gebieden met zeer hard water raden wij u aan gedestilleerd of bronwater te gebruiken.

\* 4. Past de vochtlevering aan wanneer de doeltijd voor waterbesparing is ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

\* 5. Vergeleken met ResMed AirSense, AirStart; Devilbiss IntelliPAP 1 en IntelliPAP 2; Fisher en Paykel – SleepStyle, Icon