

# PHILIPS

Humidificateur  
chauffant

DreamStation Go

Compact pour faciliter vos  
déplacements

Eau du robinet ou en bouteille<sup>3</sup>

Technologie économe en eau

Fonctionne avec n'importe quel  
masque<sup>2</sup>

HH1531/00



## Points forts

### Ultra-léger

L'humidificateur chauffant de DreamStation Go est conçu pour passer inaperçu dans votre valise et voyager facilement en voiture, en bateau, ou en avion.

### Utilisez de l'eau du robinet<sup>3</sup>

L'humidificateur chauffant de DreamStation Go permet de simplifier l'utilisation de votre appareil où que vous soyez grâce à la possibilité d'utiliser de l'eau (du robinet, en bouteille ou distillée<sup>3</sup>). Aucun accessoire supplémentaire n'est à prévoir, vous pouvez ainsi voyager l'esprit tranquille, et bénéficier du confort de l'humidification chauffante.

### Surveillance et réglage du traitement

DreamStation Go est équipé d'une technologie économe en eau conçue pour vous offrir une nuit complète d'humidification chauffante<sup>4</sup> grâce à la surveillance active de l'environnement et des paramètres de traitement, et au réglage automatique de l'administration d'humidité lorsque le temps cible de l'humidificateur est activé. En outre, si vous ne remplissez pas assez l'humidificateur ou si vous oubliez de le remplir, notre fonction

d'arrêt de la plaque chauffante prend le relais pour éviter que de l'air sec et inconfortable ne vous soit administré pour le reste de la nuit.

### Technologie économe en eau

DreamStation Go est équipé d'une technologie économe en eau conçue pour vous offrir une nuit complète d'humidification chauffante<sup>4</sup> grâce à la surveillance active de l'environnement et des paramètres de traitement, et au réglage automatique de l'administration d'humidité lorsque l'heure cible de l'humidificateur est activée. En outre, si vous ne remplissez pas assez l'humidificateur ou si vous oubliez de le remplir, notre fonction d'arrêt de la plaque chauffante prend le relais pour éviter que de l'air sec et inconfortable ne vous soit administré pour le reste de la nuit.

### Fonctionne avec n'importe quel masque

Lorsque vous avez trouvé le masque qui vous convient, vous ne souhaitez pas être contraint(e) de le changer lors de vos déplacements. L'humidificateur chauffant de DreamStation Go est conçu pour fonctionner avec n'importe quel masque qui vous convient, afin que vous puissiez bénéficier de votre traitement habituel même en déplacement<sup>5</sup>.

## Caractéristiques

### Informations sur l'humidificateur

**Taille:** 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

**Poids:** 344,7 g

**Capacité de l'humidificateur:** 240 ml

**Compatibilité des circuits:** Microcircuits flexibles standard de 12 mm, 15 mm et 22 mm

**Type d'eau compatible:** Eau distillée, du robinet ou en bouteille\*

**Utilisation de l'humidificateur sur batterie:** Non

**Garantie:** 2 ans



\* Le système DreamStation Go est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/institution. Ce DM de classe IIa fabriqué par Philips est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement les instructions d'utilisation.

\* 2. DreamStation Go est équipé d'un adaptateur universel conçu pour s'adapter à toutes les connexions standard de 22 mm.

\* 3. Dans les zones où l'eau est très calcaire, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou en bouteille.

\* 4. Régle l'humidification administrée lorsque le temps cible de l'économiseur d'eau est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

\* 5. Par rapport à ResMed AirSense, AirStart, Devilbiss IntelliPAP 1 et IntelliPAP 2, Fisher and Paykel, SleepStyle, Icon