

PHILIPS

Strømforsyning

System One

80 W

(uden vekselstrømsledning)

HH1417



Forsyn din enhed med strøm

80 watt-strømforsyningen er påkrævet ved brug af en System One-enhed i 60-serien med opvarmet befugter OG den opvarmede slange. En kompatibel vekselstrømsledning skal tilføjes for at tilslutte strømforsyningen til en stikkontakt.

Ekstern strømforsyning

- Brug sammen med vekselstrømsnetledningen HH1420/00

Vigtigste nyheder

80 W strømforsyning



Afhængigt af, om man bruger en opvarmet slange eller ej, er der to strømforsyningsmuligheder til rådighed for

System One 60-serien: - eksternt 80 watt strømforsyning til System One 60-serien - Eksternt 80 W strømforsyning til System One 60-serien. 80 W strømforsyningen er nødvendig for at opvarme slangen.

Strøm

Strømforsyning: Brug med System One-enhed i 60-serien

Service

Garanti: 90-days

