

PHILIPS

Næsepude

DreamWisp

DreamWisp udskiftningspude

Mellemstor pude

HH1145/02



Sov komfortabelt og vend dig, som du ønsker

DreamWisp automatisk forseglingspude, kombineret med designet, hvor slangen sidder oppe på hovedet, giver dig frihed til at sove i en hvilken som helst stilling hele natten.

Minimalt antal dele

- Den ønskede pasform med minimalt antal dele

Innovativt design

- Modulært design giver flere valgmuligheder

Behagelig og nem at anvende

- Pude som giver komfort og tillid


Vigtigste nyheder

Udviklet med minimalt antal dele



DreamWisps hovedtøj er designet til at fungere med enestående komfort. Firepunktshovedtøjet er udformet til at give stabilitet med færre dele, mens den bløde letvægtsramme også fungerer som DreamWisp's luftstrømskanal. Det betyder færre komponenter, der kommer i kontakt med dig, mens du sover, så du kan nyde en behagelig behandling – hele natten, hver nat.

Wisp-puden



DreamWisp kombinerer ydeevnen fra en næsemaske med et minimalt invasivt design, fremragende forsegling og komforten ved Wisp-pude-teknologien. Patienterne er mere tilfredse med, hvor godt masken bevarer forseglingen under brug.

Frihed til at vælge



DreamWisps modulære design giver brugerne mulighed for at vælge den pude, der passer bedst til dem, og på samme ramme.

Specifikationer

Produktoplysninger

Materialer: Silikone

Materialer: Polykarbonat

Garanti: 90 dage

Kalibreringsdata

Vask i hånden med et mildt

rengøringsmiddel: Skyl grundigt, hæng til tørre eller lad lufttørre

