

PHILIPS

Genanvendeligt
pollenluftfilter

DreamStation Go

Frafiltrerer støv og pollen med
mere

Udskift hver 6. måned

88 % effektivitet ved 7-10 mikron

Dobbeltpakke

HH1453



Genanvendeligt pollenfilter

Philips genanvendelige udskiftningsfiltre renser den luft, du indånder, ved at opfange støv, pollen, svampesporer, dyreskæl og meget mere med 88 % effektivitet ved 7-10 mikron.

Genanvendeligt pollenfilter

- Genanvendeligt luftfilter

Vigtigste nyheder

Genanvendeligt luftfilter



Udskift det genanvendelige filter på DreamStation Go hver 6. måned.

Specifikationer

Tekniske oplysninger

Udskiftning: Hver 6. måned

Filtermateriale: 100 % polyester

Filtereffektivitet: 88 % effektiv ved 7-10 mikron

Pakkeoplysninger

Indhold: Indeholder 6 filtre

Varenummer

Genanvendeligt pollenfilter: 1133743

Service

Garanti: 90 dage

Kompatibilitet

PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

