

PHILIPS

12 V likströmsladd
System One 60-serien

inkl. batteriadapterkabel

HH1400



Perfekt för resan

Använd enheten även när växelström inte är tillgängligt

Använd kabeln till att driva Philips Respironics System One 60-serien via alternativa strömkällor som 12-voltsuttaget i fordon eller från ett kompatibelt batteri. Perfekt för dem som reser mycket, husbilsförare och lastbilschaufförer.

Kompatibilitet

- Ansluts till ett vanligt cigarettändaruttag

Frihet att använda enheten när du är på resande fot

- Ingen nätsladd behövs

Funktioner

Flera funktioner



Inklusive batteriadapter (krokodilklämmor)

Endast med System One 60-serien



Ta med dig systemet när du reser och fortsatt dra nytta av din PAP-behandling var som helst. De här kablarna är perfekta på resan eftersom de ger dig möjlighet att antingen använda ett batteri eller ett 12 V-cigarettändaruttag för att driva det. Kabeln med krokodilklämmor är avsedd för användning med ett s.k. deep cycle marinbatteri.

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

Package contents

2 reservsäkringar
Batteriadapterkabel
Avskärmad likströmssladd

Specifications

Batteriadapterkabel: 5
Längd på DC-kabeln: 2

