

# PHILIPS

Nenä-suumaski

Amara View

S-koko

S-koon pehmuste

kansainvälinen

HH1221



## Avoim näkökenttä

Innovatiivinen, avoimen näkökentän Amara View -maski asettuu nenän alle ja ehkäisee nenänselän painaumuksia ja ärsytystä

### **Innovatiivinen nenän alle asettava malli**

- Mukava ja toimiva

### **Avoim näkökenttä lukemista ja silmälaseja varten**

- Perinteisiä kokosavomaskeja laajempi näkökenttä

### **Pienin ja kevyin vaihtoehto**

- Peittää pienemmän alueen kasvoista kuin muut perinteiset kasvomasakit


# Kohokohdat

## Pienin ja kevyin vaihtoehto



Amara View on perinteisiä kokomaskeja pienempi\* ja kevyempi\*\* ja siksi vähemmän peittävä. Siinä ei ole kasvojen ja silmien eteen hankalasti asettuvaa pehmustetta ja maskirunkoa. Sisäinen testaus: arkistoitu aineisto \*\* Ei sisällä pikaliittimellistä Amara View -letkua

## Innovatiivinen malli



Ei paina tai ärsytä nenänselkää eikä jätä siihen punaisia jälkiä

## Avoin näkökenttä



Avoin malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.

# Tekniset tiedot

## Huolto

Takuu: 90-days

## Muotoilu

**Quiet exhalation:** 360° kääntyvä kulmakappale  
**Päälakiremmi:** Helppo säätää

## Innovatiivinen malli

**Mukava ja toimiva:** Ei jätä punaisia jälkiä  
**Laaja näkökenttä:** Käytä silmälaseja, lue tai katso televisiota

## Nenän alle asettava malli

**Mukava ja toimiva:** Ei jätä punaisia jälkiä

## Tekniset tiedot

**Äänenpainetaso:** 24,2 dBA

**Osien määrä:** Neljä

**Pehmusteen materiaali:** Nestemäinen silikonikumi (LSR)

**Pääremmin materiaali:** Polyuretaani, nailon-elastaani

**Puhdistusohjeet: maski:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

**Puhdistaminen: pääremmi, letku:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

**Pääremmin liittimien / letkun materiaali:**

Termoplastinen polyesterielastomeeri

**Pikaliitännän materiaali:** Polyoksimetyleeni (asetaali)

**Rungon / kulmakappaleen / kääntyvän**

**liitännän materiaali:** Polykarbonaatti

**Käyttöpaine:** 4–20 cmH2O

## Käyttötarkoitus

<gt/>30 kg painaville potilaille: with CPAP prescription

## Vasta-aiheet:

**Heikentynyt yskimisrefleksi:** Ruokatorven alasulkijan heikentynyt toiminta

**Äskettäin tehty silmäleikkaus, kuivat silmät, palleatyrä, vaikea refluksitauti**

