

PHILIPS

Nesepute og klaff

TrueBlue

Petite

HH1016



Premium blue-gelen er tynn og lett

TrueBlue-neseputen og -klaffen er tilgjengelig i fem komfortable størrelser.

Utforming

- Premium blue-gel

Høydepunkter

Komfort



Sammen med Premium blue-gelen danner den tynne, spesialtilpassede ytre silikonmembranen en effektiv, selvjusterende forsegling.

Spesifikasjoner

Service

Garanti: 90-days

Design

Selvjusterende: Automatisk forseglingsteknologi

Specifications

Klaffemateriale: Silikon

Beskrivelser

Cushion material: Polyuretan-gel og polyesterfilm

