

PHILIPS

Batteri som varer
hele natten

DreamStation Go

Oppretthold behandling uten
strøm

Kompakt

Lett – 696 g

HH1450



CPAP-behandling – selv uten strømnett!

Mange pasienter som lider av søvnapné, kan oppleve problemer med å opprettholde behandlingen når de er uten strømnett. Derfor har Philips utviklet batteriet DreamStation Go, som varer natten igjennom.

Kompakt og lett

- Kompakt og lett

Høydepunkter

Kompakt og lett



Hvis du har tenkt å reise til et sted uten strømnett, kan DreamStation Go-batteriet, som varer hele natten, bidra til at du fortsetter

behandlingen. Dersom DreamStation Go angis til 10 cm av trykket som vises, har batteriet en gjennomsnittlig driftstid på 13 timer* med DreamStation Go-batteriet som varer natten igjennom. Merk: Driftstiden for batteriet kan variere ved høyere innstilt CPAP-trykk, stor maskelekkasje, høyde og temperatur samt ladeenheter med USB-port og andre.

*Testbetingelser for PAP-driftstid: CPAP-modus, trykk 10 cm H₂O, 12 mm rør, 37 lpm lekkasje, 23 °C rom ved en høyde på 503 meter.

Service

Garanti: 1 year

Kompatibilitet

PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Teknisk informasjon

Vekt: 696 g

Utgangsspenning: 18–24,6 V likestrøm

Batteriteknologi: Litiumioner

Inngangsspenningsområde: 100–240 V vekselstrøm 50/60 Hz, 2,0–1,0 A

Utgangseffekt: 50 W

Driftstid: > 8 timer

Minimum levetid: 500 sykluser

Oppladingstid: <lt/>5 timer

Delenummer

Batteripakke: 1133281

