

PHILIPS



Huvudband

Amara Gel

Small

Reducerad storlek



HH1219

När det är rätt säger det bara klick

Helmasken från Amara har betydligt färre delar än andra populära traditionella helmasker. Med ett enda tryck kan du ta isär eller montera huvudbandet.

Minimalistisk design

- 60 % färre delar

Funktioner

Enkelhet

Med bara fyra delar går montering och rengöring snabbt och enkelt.

Specifikationer

Specifikationer

Huvudbandsmaterial: UBL/uretanskum/nylon och lycra

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Design

Komfort: Självjusterande

Färre delar: Comfort

Consumer Trade Item

GTIN: 606959007185

Country of origin: CN

Harmonized system code: 90189084

Ytterförpackning

GTIN: 20075020087717

Pall

GTIN: 50075020098998

Service

Garanti: 90-days

